



PERFECTCOLL™

INSTRUKCJA OBSŁUGI

# PC FACE GOLD 24 K

Efekt gładkiej skóry





# Spis treści



|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 24 karatowe złoto najwyższej próby | 4  |
| Zalecane kosmetyki                 | 6  |
| Budowa i dane techniczne           | 10 |
| Sposób użycia                      | 12 |
| Efekty odmładzania                 | 14 |
| Wskazania i przeciwwskazania       | 18 |
| Pielęgnacja i konserwacja          | 19 |

# 24 karatowe złoto najwyższej próby



Wykonane w najnowszej technologii urządzenie **PC FACE GOLD 24 K** jest wyposażone w głowicę pokrytą 24 karatowym złotem. **PC FACE GOLD 24 K** posiada specjalnie opracowany kształt i wibruje **6000 razy** na minutę. Posiada właściwości rozluźniające napięcie mięśni twarzy, szyi i dekoltu. Rewelacyjnie działa na poprawę jędrności i elastyczności zwiotczalej skóry.

Urządzenie **PC FACE GOLD 24 K** jest wyposażone w system wibracji, która stymuluje głębsze warstwy skóry, przyczyniając się do poprawy jej ukrwienia, jędrności i elastyczności.



Dzięki wibracjom dochodzi do zjawiska zwiększonej proliferacji fibroblastów.

Produkowane są nowe włókna kolagenowe i elastynowe, co zapewnia skórze jędrność i sprężystość. Efektem jest młodszy i zdrowszy wygląd Twojej skóry. Procesy te zawdzięczamy „właściwości regeneracyjnej” złota. Czyste jony złota są również nazywane aktywnym złotem. Jony złota mogą być wchłaniane przez skórę wraz z kosmetykiem.



Życzymy satysfakcji  
z użytkowania naszych  
produktów.

Zarząd, Komitet Naukowy i Pracownicy Perfect Coll Sp. z o.o.

# Zalecane kosmetyki

Używaj **PC FACE GOLD 24 K** jedynie z oryginalnymi kosmetykami PERFECT COLL



1

Przed zabiegiem

## PC DETOKSYKACYJNY EKSTRAKT Z DZIKIEGO CHABRA NORWESKIEGO

Najczystszy i najnowocześniejszy, całkowicie naturalny ekstrakt z kwiatów chabru pozyskanego z ekologicznych upraw w Skandynawii, wzbogacony o naturalne enzymy z Organic Kelp (organiczna alga). Delikatnie oczyszcza i łagodzi wrażliwą skórę twarzy, dekoltu i całego ciała. Nie zawiera parabenów, konserwantów chemicznych oraz wysuszającego skórę alkoholu.



2

W trakcie zabiegu

## PC PREBIOTYCZNE SERUM HIALURONOWE

Innowacyjna i całkowicie naturalna formuła prebiotyczna oraz niezwykle skuteczna proporcja różnych wielkości cząstek kwasu hialuronowego powodują głębokie nawilżenie odwodnionych lub przesuszonych warstw skórnych. Ze względu na zawartość niepowtarzalnych enzymów prebiotycznych, serum w doskonały sposób pielęgnuje najbardziej wymagającą skórę. Jest to JEDYNY prebiotyczny produkt na rynku, który cechuje się niezwykle wysoką wchłanianością.

## SYMBIOZA NAUKI Z NATURĄ

Kosmetyki PERFECT COLL posiadają unikalne, innowacyjne formuły opracowane w biotechnologicznych, proekologicznych laboratoriach polskich uniwersytetów medycznych. Jesteśmy pasjonatami natury i ekologii, dlatego kosmetyki ze znakiem PC są zdrowe dla Twojej skóry.







3

Po zabiegu

#### PC KOLAGEN PLATYNOWY +32°C HIALURON

Polska słynie z produkcji najczystszej i najlepszej na świecie kolagenu idealnie przyswajalnego przez ludzki organizm. Nasz kolagen, dzięki unikalnej technologii posiada wyjątkową wytrzymałość temperaturową do +32°C. Jako jedyny produkt na rynku może nosić w pełni uprawnioną nazwę Platynowy, ponieważ zawiera w sobie nanocząstki platyny. Platyna ułatwia wnikanie substancji biologicznie czynnych do głębokich warstw skóry, optymalizując działanie kwasu hialuronowego wchodzącego w skład preparatu. Doskonała kompozycja 3 aktywnych składników kwasu hialuronowego w sposób rewelacyjny wzmacnia efekt po zabiegu z zastosowaniem **PC FACE GOLD 24 K**.



4

Po zabiegu

#### PC PREBIOTYCZNY KREM ŁAGODZĄCY

Naturalny i ekologiczny, innowacyjny krem łagodzący, który ze względu na unikalny skład posiada niezwykle właściwości wspomagające pracę uszkodzonych komórek skóry. Jego składniki odpowiedzialne są za regenerację nawet najbardziej delikatnej skóry, enzymy z owocu papai przynoszą efekt lekkiego rozświetlenia. Jest to jedyny produkt na rynku, który zawiera w składzie enzymy prebiotyczne, co zapewnia mu niezwykle wysoką wchłanialność.

Kosmetyki PERFECT COLL nie zawierają parabenów, konserwantów chemicznych, pochodnych ropy naftowej (parafina), olei mineralnych oraz wysuszających skórę alkoholi i glikoli, a także drażniącego środka pianiącego Sodium Laureth Sulfate i innych chemicznych, szkodliwych dla skóry substancji.

Szczegółów szukaj w "Katalogu produktów Perfect Coll"



# Budowa i dane techniczne PC FACE GOLD 24 K



Ruchoma głowica urządzenia  
pokryta 24 k złotem

Mosiężna rączka urządzenia

Włącznik



## DANE TECHNICZNE

### URZĄDZENIE:

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Nazwa produktu | PC FACE GOLD 24 K |
| Wymiary        | 140 x 40 mm       |
| Waga           | 81 g              |
| Zasilanie      | 1 x AA            |

MADE IN PRC FOR PERFECT COLL



# Sposób użycia PC FACE GOLD 24 K



## PROSTE KROKI STOSOWANIA PC FACE GOLD 24 K:

- Użyj baterii AA i umieść ją odpowiednio w ręczce urządzenia. Aby włączyć sprzęt użyj końcówki i przekręć ją w kierunku ON. Aby wyłączyć urządzenie przekręć końcówkę w drugą stronę w kierunku OFF.
- Wykonaj demakijaż.
- Przemyj twarz **PC DETOKSYKACYJNYM EKSTRAKTEM Z DZIKIEGO CHABRA NORWESKIEGO**.
- Nałóż odpowiednią ilość **PC PREBIOTYCZNEGO SERUM HIALURONOWEGO**.
- Następnie przyłóż złotą głowicę do twarzy, delikatnie i powoli przesuwaj w kierunku od środka brody na boki. W miejscach, gdzie występują zmarszczki możesz masować dłużej, na przykład w okolicach oczu, ust, czy na szyi.
- Po zakończonym zabiegu przemyj ponownie twarz **PC DETOKSYKACYJNYM EKSTRAKTEM Z DZIKIEGO CHABRA NORWESKIEGO**.
- Następnie nałóż **PC KOLAGEN PLATYNOWY +32 °C HIALURON** i wykonaj masaż.
- Po zabiegu użyj **PC PREBIOTYCZNY KREM ŁAGODZĄCY**.
- Wyczyść złotą łyzeczkę (*Rozdz. Pielęgnacja i konserwacja*).
- Odłóż **PC FACE GOLD 24 K** do pudełka.

### ! UWAGA!

Trzymaj urządzenie w 1/3 wysokości ręczki. Jeśli będziesz trzymać za wysoko, może to spowodować zwolnienie drgań, a tym samym osłabić efekt zabiegu. W trudno dostępnych miejscach, na przykład okolice skrzydełek nosa, możesz użyć zaokrąglonych brzegów głowicy. Możesz wykonać masaż punktowy wybranych okolic ciała. W jednym miejscu przykładaj złotą głowicę około 2-3 sekundy.



Częstotliwość zabiegu:  
Codziennie



Czas zabiegu:  
10 min



# Efekty odmładzania

- Limfatyczny detoks
- Działanie liftingujące
- Spłykanie zmarszczek
- Wysmuklenie twarzy i poprawa jej owalu
- Rozjaśnienie i wygładzenie
- Działanie odmładzające i przeciwstarzeniowe



W ludzkim organizmie występuje słabe przewodnictwo elektryczne.

W zdrowej i młodej skórze normalnie prąd przepływa przez naczynia w układzie krwionośnym i limfatycznym poprawiając metabolizm, dzięki czemu Twoja twarz jest elastyczna i pełna witalności. Niestety z wiekiem zmiany zachodzące w organizmie powodują zachwianie równowagi jonowej, co ma negatywne skutki w postaci pogrubienia warstwy rogowej naskórka, utraty płynności mikrokrążenia i zablokowania przewodnictwa elektrycznego. Odpady metaboliczne i nadmiar wody nie mogą być odprowadzone i są kumulowane w skórze. W związku z tym maleje aktywność komórek i tworzą się problemy skórne, takie jak obrzęk twarzy, zmarszczki, odwodnienie, zwiotczenie skóry i powstanie przebarwień.

Niepowtarzalna głowica **PC FACE GOLD 24 K** pokryta jest 24 karatowym złotem i ma kształt litery T. Dodatkowo usprawniona jest w system drgań, których częstotliwość wynosi **6000 razy** na minutę. Drgania odpowiednio stymulują skórę, ponieważ ujemne jony złota wywołane przez wibracje mają tę samą długość fali, co elektryczność w ludzkim ciele. W związku z tym przewodnictwo prądu w Twoim ciele poprawi się, dzięki delikatnej stymulacji **PC FACE GOLD 24 K**. Reasumując, potencjał równowagi elektrycznej stymuluje metabolizm komórkowy, niweluje obrzęki na skórze, aktywuje komórki do odnowy, rozjaśnia przebarwienia, spłyca zmarszczki. Czyni skórę nie tylko jaśniejszą, ale także nawilżoną, zdrowszą, napiętą i w widoczny sposób ją odmładza.





## LIMFATYCZNY DETOKS

Głowica **PC FACE GOLD 24 K** jest pokryta 24 karatowym złotem. Jej niepowtarzalny kształt umożliwia wykonywanie drgań stymulujących mikrokrążenie oraz komórki skóry. Równoważy potencjał energetyczny oraz usprawnia krążenie limfatyczne w skórze. Odnawia funkcje komórek położonych głębiej, włókien strukturalnych, powoduje dotlenienie komórek, wymianę jonów oraz zwiększa wchłanianie składników odżywczych. Sprawnie usuwa zbędne produkty przemian komórkowych oraz toksyny. Dzięki temu twoja skóra odzyska witalność i młodzieńczy blask.

## DZIAŁANIE LIFTINGUJĄCE

Napięcie elektryczne w normalnych komórkach wynosi od 0.06 do 0.07 V. Biorąc pod uwagę negatywny wpływ środowiska, zanieczyszczenie powietrza, czy codziennie towarzyszący stres, napięcie to spada od 0.02 do 0.03 V. Skutkiem tego jest utrata napięcia skóry i jej wiotkość. **PC FACE GOLD 24 K** dzięki swojej unikalnej funkcji wibracji pobudza aktywność komórek, poprawia ich wydajność energetyczną co daje efekt liftingu.

## SPŁYCANIE ZMARSZCZEK

**PC FACE GOLD 24 K** emituje jony ujemne, które stymulują komórki w głębszych warstwach skóry. Dzięki wyjątkowym funkcjom **PC FACE GOLD 24 K** wzmocnieniu ulegają włókna kolagenowe i następuje zagęszczenie warstw skóry, co zwiększa jej elastyczność. Wszystkie te procesy w sposób niespotykany przyczyniają się do spłycania zmarszczek i poprawy wyglądu twarzy.



## WYSMUKLENIE TWARZY I POPRAWA JEJ OWALU

**PC FACE GOLD 24 K** emituje **6000 drgań** na minutę. Podczas masażu stymuluje mikrocyrkulację krwi, podwyższając temperaturę głębszych warstw skóry. Dzięki temu zdecydowanie zwiększa się aktywność komórek, poprawia napięcie mięśni oraz usuwany jest nadmiar tkanki tłuszczowej.

## ROZJAŚNIENIE I WYGŁADZENIE

**PC FACE GOLD 24 K** w kształcie litery T poprawia mikrokrążenie i aktywuje komórki skóry. Zwiększa syntezę białek i dotlenienie skóry, wzmacnia wymianę jonów oraz umożliwia głębszą penetrację składników odżywczych. Wspomaga usuwanie zbędnych produktów przemian komórkowych i toksyn. Udoskonala mikrocyrkulację krążenia na twarzy i czyni Twoją skórę rozjaśnioną i gładką.

## DZIAŁANIE ODMŁADZAJĄCE I PRZECIWSTRZENIOWE

Głowica **PC FACE GOLD 24 K** emituje przepływ jonów ujemnych. Jony ujemne neutralizują działanie wolnych jonów dodatnich, dzięki czemu blokują działanie wolnych rodników. Wzmaga cyrkulację krwi, poprawia metabolizm, czyni Twoją skórę gładką, pobudza ją i daje efekt widocznego odmłodzenia.



# Wskazania

- Zastoje limfatyczne.
- Skóra starzejąca się.
- Skóra ze skłonnościami do zanieczyszczeń.
- Obrzęki i cienie pod oczami.
- Zmarszczki w okolicach oczu, a w szczególności „kurze łapki”.
- Skóra z przebarwieniami.
- Utrata jędrności i elastyczności skóry.
- Skóra szara, ziemista, pozbawiona blasku.

# Przeciwwskazania

- Poparzona skóra słońcem (w miejscu zabiegu).
- Przerwanie ciągłości naskórka (w miejscu zabiegu).
- Zakażenia bakteryjne, wirusowe, grzybicze (w miejscu zabiegu).
- Świeże blizny, znamiona i tatuaże (w miejscu zabiegu).
- Poważne egzemmy, łuszczyca, skóra atopowa, trądzik różowaty (aktywne wykwity w miejscu zabiegu).
- Uczulenie na skład kosmetyków zawartych w preparatach.
- Poddanie się w ostatnich 6 miesiącach operacjom (w miejscu zabiegu).
- Poddanie się w ostatnich 9 miesiącach zabiegom polegającym na ostrzykiwaniu toksyną botulinową (np. Botox) (w miejscu zabiegu).
- Stosowanie kortykosteroidów (w miejscu zabiegu).
- Choroby autoimmunologiczne (np. HIV, toczeń i inne).
- Choroby nowotworowe.

- Guzy, guzki niewiadomego pochodzenia.
- Ciąża.
- Okres laktacji (okres karmienia piersią).
- Podwyższona temperatura ciała.
- Choroby układu krążenia.
- Epilepsja.
- Guzy, guzki niewiadomego pochodzenia.
- Naciski tętnicze.
- Tiki nerwowe.
- Zaburzenia rytmu serca.



# Pielęgnacja i konserwacja

- Po zakończeniu zabiegu usuń resztki preparatu z głowicy.
- Umyj **PC FACE GOLD 24 K** pod bieżącą wodą.
- Przetrzyj chusteczką nasączoną preparatem antybakteryjnym (np. spirytus salicylowy 2%).
- Odłóż urządzenie do pudełka.
- Jeśli nie masz zamiaru przez dłuższy czas używać urządzenia, wyciągnij baterię.



Przechowuj urządzenie czyste i suche.





## Centrum Operacyjno-Rozwojowe Perfect Coll Sp. z o.o.

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny (lok. A 210)  
Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia



[kontakt@perfect-coll.pl](mailto:kontakt@perfect-coll.pl)



+48 58 698 22 44



[www.perfect-coll.pl](http://www.perfect-coll.pl)

